

User Instruction Manual

Oxford® 4-Point Adaptive Power Cradle

To avoid injury, read user manual prior to use. For alternative languages, contact your authorised service provider. Always refer to www.oxfordhealthcare.co.uk for latest revision.

Manuel de l'utilisateur

Oxford® 4-Point Adaptive Power Cradle

Afin d'éviter tout accident, veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Pour obtenir ces informations dans une autre langue, veuillez contacter votre prestataire de service agréé. Reportez-vous toujours à www.oxfordhealthcare.co.uk pour la dernière révision.

Benutzerhandbuch

Oxford® 4-Point Adaptive Power Cradle

Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung. Für andere Sprachen wenden Sie sich an Ihren autorisierten Dienstanbieter. Beziehen Sie sich immer auf www.oxfordhealthcare.co.uk für die neueste Version.

Manual de Instrucciones


Oxford® 4-Point Adaptive Power Cradle

Para evitar posibles daños, lea previamente el manual de usuario. Para otros idiomas, póngase en contacto con su proveedor de servicios autorizado. Consulte siempre www.oxfordhealthcare.co.uk para obtener la última revisión.

Manuale d'uso per l'utente

Oxford® 4-Point Adaptive Power Cradle

Per evitare possibili lesioni, prima dell'uso leggere questo manuale. Per altre lingue, contattare un Centro di assistenza autorizzato. Fare sempre riferimento a www.oxfordhealthcare.co.uk per l'ultima revisione.



Contents

1. Introduction	3
2. Component Parts.....	4
3. Assembly Instructions.....	4
4. Sling Attachment	6
5. Safety Precautions	6
6. Cradle Operation	8
7. Service & Maintenance	11
8. Technical Specifications	14
9. Warranty	16

1. Introduction

The Oxford Presence lift is fitted with a 6-point spreader bar as standard and the Stature lift is fitted with a 4-point cradle as standard (see fig. 1).




Fig. 1

As an accessory, you can retrofit your standard spreader bar/cradle with an Adaptive Power Cradle (see fig. 2).




Fig. 2

This accessory utilises Oxford Comfort slings featuring the Securi3 safety clip system (see fig. 3).




Fig. 3

Serious Incident Reporting

In the event of a serious incident taking place during use of this product, affecting the patient and/or care-giver, it must be reported to the product manufacturer or authorised distributor. Should the incident take place within the European Union (EU), it must also be reported to the local competent authority within the member state.

2. Component Parts

The following components are included with your 4-point Adaptive Power Cradle (see fig. 4).

1. 1 x 4-point Adaptive Power Cradle
2. 1 x Battery charger
3. 2 x Rechargeable batteries, NiMH
4. 2 x Black plastic caps for Stature and Presence boom
5. 1 x User/service manual (not shown)




Fig. 4

3. Assembly Instructions

Assembly is quick and easy but it is important that you follow the procedure carefully.

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY:

Removal:

To attach your 4-point Adaptive Power Cradle you must first remove the old spreader bar/cradle from the lift. This is achieved by removing the quick-release pin that retains the non-powered spreader bar/cradle (see fig. 5). A small flat blade screwdriver or similar is the only tool required.




Fig. 5

CAUTION: Prior to removing the quick release pin, the cradle needs to be supported by a stationary object such as a workbench or table. This will prevent the cradle from dropping suddenly which could result in an injury or damage to the cradle.

Connection:

To connect, raise the 4-point Adaptive Power Cradle up towards the boom slot. Insert the pin sleeve through lift boom, the black plastic end cap* and the cradle king pin. Once the pin sleeve has been installed and is supporting the weight of the Adaptive Power Cradle, re-insert the quick release pin fully into the sleeve until it locks into position (See fig. 6).




Fig. 6




Fig. 7

To verify that the pin is securely fitted, press your finger into the barbed end. If the pin remains stationary, the lift is safe to use (See fig. 7).

⚠ WARNING!

YOU MUST CHECK THAT THE PIN IS SECURELY FITTED; a noticeable “click” will sound when the connection has been made secure.

*Ensure you use the correct version of the black plastic cap for your lift, as 2 are supplied. Check the cap width against your lifts boom before fitting.

4. Sling Attachment

Attachment of the Comfort sling to your Adaptive Power Cradle:

The Comfort sling attaches to the cradle studs via the Securi3 safety clip system (shown below); each sling is supplied with instructions. Please study the instruction guide before use (See fig. 8).




Fig. 8

Example of Securi3 safety clip system. The 3 key stages assure patient and carer of complete safety and comfort throughout the transfer (see fig. 9).

5. Safety Precautions




Fig. 9

1. Attach clip to lug
2. Pull plastic clip down to secure
3. Feed green 'safe' tab through slot
4. Sling is attached and ready to use

⚠ WARNING!

- Before using your 4-point Adaptive Power Cradle ensure the quick release pin is **FULLY ENGAGED** as shown in figure 6 and 7 on page 5.
- The Oxford 6-point spreader bar and the Oxford 4-point Adaptive Power Cradle (power and non-power) are only compatible with the Oxford Presence and Stature lifts. Do not use this cradle or spreader bar with any other manufacturer's lift or slings.

- When placing the cradle and sling in the most upright position do not leave the patient unattended. The patient could slump forward in the sling, which could result in an injury to the patient.
- Do not use a sling unless it is recommended for use with the cradle/lift.
- Always check that the sling is suitable for the particular patient and is of the correct size and capacity.
- Never use a sling that is frayed or damaged.
- Always fit the sling according to the user instructions provided (sling user instructions).
- Always plan your lifting operations before commencing.
- Always check that your Oxford 4-point Adaptive Power Cradle is in good working order prior to any lifting operation.
- Always use the 4-point Adaptive Power Cradle in a clean, dry and temperature controlled indoor environment.

6. Cradle Operation

Hand Control:

Operating the 4-point Adaptive Power Cradle is a very easy process. Once the patient has been placed in the sling and the sling has been attached to the Adaptive Power Cradle, the cradle is positioned by using the hand control located in the cradle handle (see fig. 10).




Fig. 10

Pressing the **“Up”** arrow button will move the patient into a reclined or lying position.

Pressing the **“Down”** arrow button will move the patient into an upright or sitting position.

The 4-point Adaptive Power Cradle can be positioned in incremental movements or in one constant motion. This ensures the patient is positioned in the optimum profile for their maximum comfort.

⚠ WARNING!

When placing the cradle and sling in the most upright position do not leave the patient unattended. The patient could slump forward in the sling, which could result in an injury to the patient.

Battery & Control Box:

The 4-point Adaptive Power Cradle requires a minimum of maintenance but it is very important to perform regular maintenance and to have a thorough understanding of the control system.

The control box has been designed to provide audible signals. The signals are indicated with long, short or multiple “beeps”.

1. **Power On** (Power is on when the battery is inserted): One extended “BEEP”
2. **Sleep Mode**: Two short “BEEPS”
3. **Low Battery**: Two short “BEEPS” repeated every 24 seconds. (charge battery)
4. **Start Operation**: Two “BEEPS” (low voltage, charge battery soon)
5. **During Operation**: One long BEEP (the battery charge is too low; only a reclined position can be achieved). Replace the battery with a fully charged battery.

Charging Instructions:

To charge the battery, follow the instruction below:




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

(UK version shown)

1. Remove the battery from the cradle (see fig. 11). The battery is retained by a magnetic force. Simply pull the battery straight out of the control box on the cradle.
2. Connect the power lead into the charger.
3. Place the battery in the charging unit (see fig. 12). The battery is held in place by a magnetic force and will automatically align itself in the charger unit.
4. Plug the charger into the mains power outlet (see fig. 13). An amber light will illuminate, indicating there is power to the charger.
5. A green light will begin to "flash" indicating that the battery is being charged. The amber light remains constantly illuminated.
6. Once the green indicator light stops flashing and remains illuminated, the battery is fully charged and may be returned to service.
7. To return the battery to service, switch off (UK/EU) the mains supply and remove the battery from the charging unit. Fit the battery into the control box on the cradle. One long "BEEP" will indicate that the battery has been properly placed in the control box and the cradle is ready for use.

NOTE: Ensure the batteries are fully charged prior to using your 4-point Adaptive Power Cradle for the first time.

NOTE: The cradle will sound a single "beep" after the battery has been removed. The "beep" will occur on a regular interval for several hours.

⚠ WARNING!

- **KEEP the battery fully charged. Place the battery on charge whenever it is not in use. If it is more convenient to do so, place on charge every night. The charger WILL NOT allow the battery to overcharge.**
- **Battery or charger is not to be opened by unauthorized personnel. (Contact Oxford or your distributor for warranty and repairs).**
- **Do not touch battery/charger terminals.**

- **Never run the battery completely flat. As soon as the audible warning sounds, complete the lifting operation in hand and place on charge.**
- **CAUTION: Never store the battery for long periods without regular charging throughout the storage period. This can result in damage to the battery preventing it from being charged correctly.**
- **Always make sure the mains power is switched off before connecting or disconnecting the battery (UK/EU).**
- **CAUTION: Never leave the battery in the charging unit with mains power off (UK/EU) or un-plugged from the wall outlet (US).**
- **CAUTION: Never leave the battery charger switched on with the battery removed.**
- **Do not pull on the power lead cable when disconnecting from the charger. Always remove by grasping firmly the connector plug at the charger end.**

7. Service and Maintenance

	Initially	Before Use	Service Intervals
1. Check for freedom of rotation (power cradle)	✓	✓	✓
2. Check for wear on the central pivot point (the pivot pin located in the cradle frame)	✓		✓
3. Check for firm attachment to the boom of the lift	✓	✓	✓
4. Check for wear of the boom and quick release pin on the lift	✓		✓
5. Check the actuator for correct operation listen for unusual noise	✓	✓	✓
6. Lubricate the pivot joints, including boom and cradle			✓
7. Inspect pivot joints, including boom and cradle for excessive wear. Replace as required			✓
8. Check power cable is firmly attached to the charger		✓	

Cleaning

Clean with ordinary soap and water and/or any hard surface disinfectant. Harsh chemical cleaners or abrasives should be avoided as these may damage the surface finish of the product. Avoid wetting any of the electrical parts. After cleaning, the unit should be thoroughly dried.

End of Life Disposal

Battery: All batteries in the product and any accompanying accessories must be recycled separately. Batteries should be disposed of in accordance with local or national regulations.

Slings: Slings and associated material accessories should be sorted as combustible waste in accordance with local or national regulations.

Service Parts:




Fig. 14

No.	Part No.	Description
1	0Y0457	Actuator
2	0Y0459	Battery charger with UK lead
3	0Y0460	Battery charger with EU lead
4	0Y0458	Battery charger with US lead
5	0Y0461	Control box
6	0Y0462	Battery
7	0Y0463	Hand switch assembly
8	0Y0464	Wire harness between control box, actuator and switch
9	0Y0465	Hardware (fixings)
10	0Y0380	Washer and O-ring kit
11	0Y0761	Battery charger with AU lead

8. Technical Specifications

Batteries	24VDC, rechargeable NiMH sealed
Battery capacity.....	1400mAh
Charger rated Input.....	100 - 240V AC// 24 VDC 50/60 Hz Max. 75mA
Charger rated Output.....	Max 28,4VDC

Electric Shock Protection

Charger.....	Class II
--------------	----------

Degree of shock protection

Charger.....	TYPE B
--------------	--------

Environmental Conditions

Outside this environment functionality and safety may be compromised

Operating

Temperature.....	-5C to +70C
------------------	-------------

Storage

Temperature.....	-40C to +85C
------------------	--------------

IP Ratings

Control Box.....	IP50 (with battery inserted)
Actuator.....	IP66
Charger.....	No rating (not to be used in wet environment)
Battery.....	IP50
Control Switch	IP67

Duty Cycle

Actuator.....	10% (2min./18min.)
Charger.....	Approx. 6 hrs

Acoustics

A-Weighted sound power level	51.5 dB (A)
------------------------------------	-------------

Weight

Cradle including battery	9.5 kg
Battery	0.5 kg

KEY SYMBOLS:

The following symbols are used on the charger, control unit and battery:



This product is a Medical Device in accordance with EU Medical Device Regulation 2017/745.



Type B equipment, as per EN 60601-1.



Class 2 equipment.



The disposal of batteries should not be mixed with general household waste. Batteries should be disposed of in accordance with local or national regulations.



The disposal of electronics should not be mixed with general household waste.



For indoor use.



ATTENTION, consult accompanying documents.



Refer to the user instructions before use (Blue background).



Certification mark indicating conformity with the applicable requirements for products sold within Great Britain.



A point of contact between the non-European medical device manufacturer, the national Competent Authorities (Ministry of Health) and Notified Bodies.



A unique device identification intended to provide single, globally harmonised positive identification of medical devices through distribution and use.



Indicates the entity importing the medical device into the locale.

9. Warranty

Oxford has an established network of authorised distributors and service agents who will be pleased to handle all of your purchasing, warranty, repair and maintenance enquiries. It is recommended that our products are commissioned by your authorised distributor or service agent.

The distributor or service agent operates the warranty programme, so it is important to keep a record of their name, address and telephone number so they can be contacted should any problem arise. If you are in any doubt as to where your lift was purchased, Oxford can trace the supplier if you quote the serial number of the lift.

All warranty claims are subject to the correct use and maintenance in accordance with the user instruction manual provided with each lift. Damage caused by use in unsuitable environmental conditions or failure to maintain the product in accordance with user and service instructions is not covered. Your statutory rights remain unaffected.

REMEMBER: Contact your authorised distributor or service agent for purchases, repairs, servicing and certified maintenance.

Your distributor:

Table des matières

1. Introduction.....	19
2. Composantes	20
3. Manuel de montage.....	20
4. Attachment de la toile.....	22
5. Précautions de sécurité.....	22
6. Maniement de l'arceau	24
7. Cycle d'entretien.....	27
8. Spécifications techniques.....	30
9. Garantie.....	32

1. Introduction

Le modèle standard du lève-personne Presence d'Oxford est conçu avec un cintre 6 points et celui du Stature avec un arceau 4 points (voir fig. 1).




Fig. 1

Vous pouvez installer la barre d'écartement standard/berceau ultérieurement, comme accessoire, à l'aide d'un berceau d'adaptation (voir fig. 2).




Fig. 2

Cet accessoire utilise la toile Comfort d'Oxford avec un système de crochets d'ancrage Securi3 (voir Fig. 3).




Fig. 3


Signalement d'un incident grave

Tout incident survenant durant l'utilisation de ce produit et ayant des conséquences pour le patient et/ou le professionnel de santé doit être porté à la connaissance du fabricant du produit ou du distributeur agréé. Si l'incident se produit au sein de l'Union européenne (UE), il doit également être signalé aux autorités compétentes de l'État membre.

2. Composantes

Les composantes suivantes sont comprises avec votre arceau 4 points réglable électriquément (voir fig. 4).

1. 1 x arceau 4 points réglable électriquément
2. 1 x Chargeur de batteries
3. 2 x Batteries rechargeables, NiMH
4. 2 x Bouchons d'extrémité en plastique noir pour le mât de charge du Stature et du Presence
5. 1 x Manuel d'utilisation/d'entretien (pas en photo)




3. Manuel de montage

Le montage est rapide et facile, mais il est important de suivre la procédure suivante avec intention.

SUIVEZ EXACTEMENT CES INSTRUCTIONS:

Retrait:

Pour attacher votre arceau 4 points réglable électriquément, retirer d'abord l'ancien cintre/arceau du lève-personne. Ceci se fait en retirant l'axe de verrouillage qui retient le cintre/arceau réglable manuellement. 5). Un petit tournevis plat ou similaire, est le seul outil nécessaire.



ATTENTION: Avant de retirer l'axe de verrouillage, l'arceau doit être retenu par un objet fixe tel un poste de travail ou une table. Ceci empêche l'arceau de tomber subitement ce qui pourrait blesser quelqu'un ou endommager l'arceau.

Montage:

Pour l'installer, soulevez l'arceau 4 points réglable électriquement vers le créneau du mât de charge. Insérez la chemise de l'axe dans le mât de charge du lève-personne, le bouchon d'extrémité* en plastique noir et le pivot de l'arceau. Une fois la chemise de l'axe installée et qu'elle soutient le poids de l'arceau réglable électriquement, réinsérez entièrement l'axe de verrouillage dans la chemise jusqu'à ce qu'il se bloque dans la bonne position (voir fig. 6).




Fig. 6




Fig. 7

Pour vérifier que l'axe est installé correctement, appuyez un doigt sur l'embout cannelé. Si l'axe ne bouge pas, vous pouvez utiliser le lève-personne en toute sécurité (voir fig. 7).

⚠ AVERTISSEMENT!

VOUS DEVEZ VÉRIFIER QUE L'AXE EST INSTALLÉ CORRECTEMENT; un "clic" perceptible retentit s'il est bien sécurisé.

***Assurez-vous de bien utiliser la bonne version du bouchon d'extrémité en plastique noir pour votre lève-personne, comme 2 sont fournis. Vérifiez la largeur du bouchon d'extrémité avec celle de l'axe de votre lève-personne avant de l'installer.**

4. Attachment de la toile

Accrochage de la toile Comfort à l'arceau réglable électriquement:

La toile Comfort s'attache aux rivets de l'arceau par un système de crochets d'ancrage Securi3 (voir ci-dessous); chaque toile est fournie avec un manuel. Veuillez étudier le manuel d'utilisation avant emploi (Voir fig. 8).




Fig. 8

Exemple de système de crochets d'ancrage Securi3. Les 3 étapes principales permettent d'assurer une sécurité et un confort complet du patient et de l'aide-soignant lors d'un transfert (Voir fig. 9).

5. Précautions de sécurité




Fig. 9

1. Accrochez l'attache à la saillie
2. Tirez l'attache en plastique vers le bas pour la fixée
3. Passez la languette verte de "sécurité" à travers la fente
4. La toile est accrochée et prête à l'emploi

⚠ AVERTISSEMENT!

- Avant d'utiliser l'arceau 4 points réglable électriquement, assurez-vous que l'axe de verrouillage est poussé jusqu'au taquet comme indiqué sur les figures 6 et 7 de la page 19.
- Le cintre 6 points d'Oxford et l'arceau 4 points réglable électriquement d'Oxford (électrique et manuel) sont seulement compatibles avec les lève-personne Presence et Stature d'Oxford. Ne pas utiliser cet arceau ou ce cintre avec un lève-personne ou une toile d'un autre fabricant.

- Lorsque vous placez l'arceau et la toile en position verticale maximale, ne laissez pas le patient sans surveillance. Le patient peut s'effondrer vers l'avant de la toile, ce qui peut être gênant pour le patient.
- Ne pas utiliser une toile à moins qu'elle soit recommandée pour une utilisation avec l'arceau/le lève-personne.
- Toujours vérifier que la toile est adéquate pour le patient et que sa taille et sa capacité sont correctes.
- Ne jamais utiliser une toile effilochée ou endommagée.
- Veuillez toujours installer la toile selon les instructions fournies (manuel d'utilisation de la toile).
- Veuillez toujours planifier vos levages avant de commencer.
- Veuillez toujours vérifier que votre arceau 4 points réglable électriquement d'Oxford est en bon état de fonctionnement avant chaque levage.
- Veuillez toujours utiliser l'arceau 4 points réglable électriquement dans un environnement intérieur propre, sec et à température contrôlée.

6. Maniement de l'arceau

Commande manuelle:

Faire fonctionner l'arceau 4 points réglable électriquement est une tâche très facile. Quand le patient est installé dans la toile et celle-ci attachée à l'arceau réglable électriquement, ce dernier se positionne en utilisant la commande manuelle située dans la poignée de l'arceau (voir fig. 10).




Fig. 10

Si vous appuyez sur la touche directionnelle "Haut" le patient est mis dans une position inclinée ou allongée.

Si vous appuyez sur la touche directionnelle "Bas" le patient est mis dans une position debout ou assise.

L'arceau 4 points réglable électriquement peut être positionné par mouvements saccadés ou par un mouvement constant. Ceci permet au patient d'être positionné dans la meilleure position possible avec un confort maximal.

⚠ AVERTISSEMENT!

Lorsque vous placez le berceau et la sangle en position verticale, ne laissez pas le patient sans surveillance. Ce dernier pourrait s'écrouler vers l'avant de la sangle et se blesser.

Batterie & Boîtier de Commande:

L'arceau 4 points réglable électriquement nécessite peu d'entretien mais il est très important de faire un entretien régulier et de bien comprendre le système de commande.

Le boîtier de commande est conçu pour fournir des signaux sonores. Les signaux sont indiqués par un "bip" long, court ou multiple.

1. **Mise sous tension** (L'appareil est alimenté quand la batterie est insérée): un "BIP" allongé.
2. **En veilleuse**: Deux "BIP" courts
3. **Batterie faible**: Deux "BIP" courts répétés toutes les 24 secondes. (chargez la batterie)
4. **Avant utilisation**: Deux "BIP" (basse tension, chargez bientôt batterie)
5. **Pendant utilisation**: Un long "BIP" (charge de la batterie trop faible ; seulement une position inclinée peut être obtenue). Remplacez la batterie avec une batterie pleine.

Instructions de charge:

Pour charger la batterie, veuillez suivre les instructions ci-dessous:




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

(Version Royaume-Uni en image)

1. Retirez la batterie de l'arceau (voir fig. 11). La batterie est retenue par une force magnétique. Tirer simplement la batterie en dehors du boîtier de commande de l'arceau.
2. Branchez le câble d'alimentation au chargeur.
3. Placez la batterie dans le chargeur de batterie (voir fig. 12). La batterie est maintenue par une force magnétique et s'installe automatiquement dans le chargeur.
4. Branchez le chargeur à une prise d'alimentation sur le secteur (voir fig. 13). Une lumière orange s'allume, indiquant que le chargeur est alimenté.
5. Une lumière verte commence à clignoter indiquant que la batterie se charge. La lumière orange reste allumée constamment.
6. Quand la lumière verte arrête de clignoter et reste allumée, la batterie est complètement chargée et peut être utilisée à nouveau.
7. Pour utiliser la batterie à nouveau, coupez (RU/UE) l'alimentation et retirez la batterie du chargeur. Installez la batterie dans le boîtier de commande de l'arceau. Un long "BIP" indique que la batterie est correctement installée dans le boîtier de commande et l'arceau est prêt à l'utilisation.

REMARQUE: Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées avant d'utiliser votre arceau 4 points réglable électriquement pour la première fois.

REMARQUE: Lorsque la batterie est retirée, le berceau émet un bit sonore qui se répète à intervalles réguliers pendant plusieurs heures.

⚠ AVERTISSEMENT!

- **VEILLEZ** à ce que les batteries restent constamment pleines. Veuillez mettre la batterie en charge chaque fois qu'elle n'est pas utilisée. Chargez tous les soirs, si cela est plus pratique. Le chargeur arrête automatiquement la charge dès que les batteries sont pleines.

- La batterie et le chargeur doivent être ouverts exclusivement par du personnel autorisé. (Contactez Oxford ou votre distributeur pour toute information relative à la garantie et aux réparations).
- Ne touchez pas les bornes de la batterie/du chargeur.
- NE laissez JAMAIS les batteries se décharger complètement. Aussitôt que les signaux sonores se déclenchent, finissez le levage manuellement et mettez en charge.
- CAUTION: N'entrez JAMAIS la batterie pendant une longue période sans la charger régulièrement. Cela peut endommager la batterie et l'empêcher de se charger correctement.
- Toujours vous assurez que l'alimentation est éteinte avant de connecter ou déconnecter la batterie (RU/UE)
- ATTENTION: ne laissez jamais la batterie dans le chargeur non alimenté (RU/UE) ou débranché de la prise murale (US).
- ATTENTION: Ne laissez jamais le chargeur en marche sans batterie.
- Pour débrancher le chargeur, ne tirez jamais sur le cordon, mais attrapez fermement la prise à l'extrémité du chargeur.

7. Cycle d'entretien

	Au départ	Avant utilisation	Entretien Intervalles
1. Vérifiez que la rotation fonctionne librement (arceau électrique).	✓	✓	✓
2. Vérifiez toute détérioration du point central du pivot (l'axe du pivot situé dans le cadre de l'arceau)	✓		✓
3. Vérifiez l'attachement (doit être ferme) au mât de charge du lève-personne.	✓	✓	✓
4. Vérifiez toute détérioration du mât de charge et de l'axe de verrouillage du lève-personne.	✓		✓
5. Vérifiez le bon fonctionnement du vérin, tout bruit inhabituel.	✓	✓	✓
6. Lubrifiez les articulations du pivot; mât de charge et arceau inclus.			✓
7. Inspectez les joints pivotants, notamment la flèche et le berceau, pour détecter tout éventuel signe d'usure excessive. Remplacez-les si nécessaire.			✓
8. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché dans le chargeur.		✓	

Nettoyage

Nettoyez au savon ordinaire et à l'eau et /ou avec un désinfectant pour surfaces dures. Les produits de nettoyage chimiques corrosifs ou les abrasifs doivent être évités, car ils peuvent endommager la finition du produit. Évitez de mouiller les pièces électriques. Après le nettoyage, l'appareil doit être soigneusement séché.

Mise au rebut en fin de vie

Batterie : Les batteries présentes dans le produit et tout accessoire connexe doivent être recyclés séparément. Les batteries doivent être éliminées conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Sangles : Les sangles et accessoires connexes doivent être éliminés avec les déchets combustibles conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Pièces d'entretien:




Fig. 14

No.	Référence	Description
1	0Y0457	Vérin
2	0Y0459	Chargeur de batterie avec câble UK
3	0Y0460	Chargeur de batterie avec câble EU
4	0Y0458	Chargeur de batterie avec câble US
5	0Y0461	Boîtier de commande
6	0Y0462	Batterie
7	0Y0463	Interrupteur de déclenchement manuel
8	0Y0464	Faisceau électrique entre le boîtier de commande, le vérin et l'interrupteur
9	0Y0465	Quincaillerie (Pièces de fixation)
10	0Y0380	Kit de rondelles et de joints toriques
11	0Y0761	Chargeur de batterie avec câble AU

8. Spécifications Techniques

Batteries.....	24VDC, rechargeables NiMH sans entretien
Capacité de la batterie.....	1400mAh
Puissance absorbée normale du chargeur....	100 - 240V AC// 24 VDC 50/60 Hz Max. 75 mA
Puissance nominale du chargeur.....	Max 28,4VDC

Protection contre l'électrocution

Chargeur.....	Classe II
---------------	-----------

Degré de protection contre l'électrocution

Chargeur.....	TYPE B
---------------	--------

Conditions environnementales

En dehors de cet environnement, le fonctionnement et la sûreté peuvent être compromis

Fonctionnement

Température.....	-5C à +70C
------------------	------------

Entreposage

Température.....	-40C à +85C
------------------	-------------

Caractéristique d'IP

Boîtier de commande.....	IP50 (avec batterie insérée)
Vérin.....	IP66
Chargeur.....	Aucune caractéristique (ne pas utilisé dans un environnement humide)
Batterie.....	IP50
Interrupteur de commande	IP67

Cycle d'entretien

Vérin.....	10% (2min./18min.)
Chargeur.....	Environ 6 hrs

Acoustique

Niveau de puissance acoustique pondéré A	51,5 dB (A)
--	-------------

Poids

Arceau avec batterie	9,5 kg
Batterie	0,5 kg

PRINCIPAUX SYMBOLES :

Vous trouverez les symboles suivants sur le chargeur, l'unité de commande et la batterie :



Ce produit est un dispositif médical conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 2017/745.



Équipement de type B, conformément à EN 60601-1



Équipement de Classe 2



Ne pas jeter la batterie avec les déchets ménagers. Les batteries doivent être éliminées conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.



Ne pas jeter les composants électroniques avec les déchets ménagers.



Utilisation à l'intérieur



ATTENTION, consultez les documents fournis.



Se référer aux instructions d'utilisation avant utilisation (Fond bleu).



Marque de certification indiquant la conformité aux exigences en vigueur pour les produits vendus en Grande Bretagne.



Point de contact entre le fabricant de dispositifs médicaux établi en dehors de l'Europe, les autorités nationales compétentes (ministère de la Santé) et les organismes notifiés.



Identification unique et harmonisée à l'échelle mondiale des dispositifs médicaux commercialisés et utilisés.



Indique l'entité chargée de l'importation du dispositif médical.

9. Garantie

Oxford possède un réseau d'agents de service et de distributeurs agréés qui se feront un plaisir de répondre à vos questions relatives à l'achat, la garantie, la réparation et l'entretien de votre matériel. Nous vous recommandons de confier la mise en service de nos produits à votre agent de service ou distributeur agréé.

Le programme de garantie est assuré par votre distributeur ou l'agent de service, il est donc important de conserver soigneusement ses coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone) afin de pouvoir le contacter en cas de problème. En cas de doute sur le lieu d'achat de votre lève-personne, Oxford est en mesure d'identifier votre fournisseur à partir du numéro de série du lève-personne.

Toutes les réclamations au titre de la garantie sont conditionnées à l'usage et à l'entretien corrects et conformes au manuel d'utilisation livré avec chaque appareil. Tout endommagement résultant d'une utilisation dans des conditions inadaptées ou du non-respect des consignes d'entretien et d'utilisation n'est pas couvert par la garantie. La garantie ne porte pas atteinte à vos droits légaux.


N'OUBLIEZ PAS: Contactez votre agent de service ou distributeur agréé pour vos achats, réparations, entretiens et maintenances certifiées.

Inhalt


1. Einführung	35
2. Komponenten	36
3. Montageanleitung	36
4. Gurtbefestigungssystem	38
5. Sicherheitsvorkehrungen	38
6. Betrieb des Hebebügelsystems.....	40
7. Service & Wartung	43
8. Technische Daten.....	46
9. Garantiebestimmungen	48

1. Einführung


Der Oxford Presence Patientenlifter kommt serienmäßig mit einem Sechspunkt Hebebügel. Der Stature Patientenlifter kommt serienmäßig mit einem Dynamischen Positionierungs System (DPS) (siehe Abb. 1).



Als zusätzliches Zubehör kann der Standard Spreizbügel/Bügel mit dem Adaptive Power Cradle (APC) nachgerüstet werden (siehe Fig. 2).



Dieses Zubehöriteil nutzt den Oxford Komfortgurt mit dem Securi3 Sicherheitsclipsystem (siehe Abb. 3).



Meldung von schwerwiegenden Vorfällen

Wenn ein schwerwiegender Vorfall beim Gebrauch dieses Produkts auftritt, der sich auf den Patienten und/oder die Pflegeperson auswirkt, muss dieser dem Hersteller des Produkts oder dem autorisierten Fachhändler gemeldet werden. Sollte der Vorfall innerhalb der Europäischen Union (EU) auftreten, muss er auch die Behörde vor Ort gemeldet werden, die im jeweiligen Mitgliedstaat zuständig ist.

2. Komponenten

Die folgenden Komponenten sind in Ihrem Adaptiven 4-Punkt - Elektrohebebügel enthalten (siehe Abb. 4).

1. 1 x Adaptiver 4-Punkt - Elektrohebebügel
2. 1 x Ladegerät
3. 2 x wiederaufladbare Akkus, NiMH
4. 2 x Kunststoffkappen, schwarz, für Stature und Presence Ausleger
5. 1 x Benutzer-/Service-Handbuch (nicht gezeigt)




Abb. 4

3. Montageanleitung

Die Montage ist schnell und einfach. Es ist jedoch wichtig, dass Sie die Montageanweisungen sorgfältig befolgen.

BEFOLGEN SIE SORGFÄLTIG DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN:

Entfernen:

Um Ihren Adaptiven 4-Punkt - Elektrohebebügel zu befestigen, muss zunächst der alte Hebebügel vom Lifter entfernt werden. Dies geschieht durch Entfernen des Schnellauslösestifts, der das manuelle Spreizbügelssystem/Rahmensystem sichert (siehe Abb. 5). Dazu ist lediglich ein kleiner Flachschaubenzieher oder ein ähnliches Werkzeug erforderlich.




Abb. 5

VORSICHT: Vor dem Entfernen des Schnellauslösestifts muss das Rahmensystem durch ein feststehendes Untergestell, z. B. eine Werkbank oder einen Tisch, abgestützt werden. Damit wird ein plötzliches Herunterfallen des Hehebügels und daraus resultierende Verletzungen oder Beschädigungen des Hehebügel verhindert.

Befestigung:

Zur Befestigung wird der Adaptive 4-Punkt - Elektrohebebügel in Richtung Auslegerschlitze angehoben. Stecken Sie die Stiftbuchse, die schwarze Kunststoffkappe* und den Bolzen des Rahmensystems durch den Ausleger. Wenn die Stiftbuchse installiert ist und das Gewicht des Adaptiven 4-Punkt - Elektrohebebügel trägt, stecken Sie den Schnellauslösestift wieder ganz in die Buchse bis dieser einrastet (siehe Abb. 6).




Abb. 6




Abb. 7

Überzeugen Sie sich, dass der Stift sicher sitzt, indem Sie Ihren Finger in das gezahnte Ende drücken. Bleibt der Stift in seiner Position, kann der Lifter sicher genutzt werden. 7).

⚠️ WARNUNG!

ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER STIFT SICHER SITZT; bei sicherer Befestigung ist ein deutliches "Klicken" zu hören.

*Achten Sie darauf, dass Sie die für Ihren Lifter korrekte Kunststoffkappe verwenden (es werden 2 Kappen mitgeliefert). Prüfen Sie vor dem Aufsetzen die Kappenbreite an Ihrem Lifter-Ausleger.

4. Gurtbefestigungssystem

Befestigung des Komfortgurts an Ihrem AAdaptiven 4-Punkt - Elektrohebebügel:

Der Komfortgurt wird mit dem Securi3 Sicherheitsclipsystem (siehe unten) an den Pins des Hebebügels befestigt; jeder Gurt wird mit einer Anleitung geliefert. Vor Einsatz bitte Anleitung sorgfältig durchlesen (siehe Abb. 8).




Abb. 8

Ansicht des Securi3 Sicherheitsclipsystems. Die 3 wichtigsten Phasen gewährleisten dem Patienten und seinem Betreuer völlige Sicherheit und maximalen Komfort während des gesamten Transfers (siehe Abb. 9).

5. Sicherheitsvorkehrungen




Abb. 9

1. Clip an den Pins befestigen.
2. Zur Sicherung Kunststoffclip herunterziehen.
3. Grünen Sicherheitsverschluss durch Schlitz führen.
4. Gurt ist befestigt und einsatzbereit.

⚠️ WARNUNG!

- Bevor Sie Ihren Adaptiven 4-Punkt - Elektrohebebügel benutzen, achten Sie darauf, dass der Schnellauslösestift wie in den Abbildungen 6 und 7 auf Seite 33 dargestellt **VOLLSTÄNDIG EINGERASTET** ist.
- Das Oxford Sechspunkt - Hebebügel und das Oxford Adaptive 4-Punkt - Hebebügel System (elektrisch oder manuell) sind nur mit dem Oxford Presence und dem Stature Lift kompatibel. Dieses Hebebügelsystem darf nicht mit Liftern oder Gurten anderer Hersteller verwendet werden.

- Wenn Hebebügelssystem und Gurt in die höchste aufrechte Position gebracht werden, darf der Patient nicht unbeaufsichtigt bleiben. Der Patient könnte im Gurt nach vorne fallen, was zu Unannehmlichkeiten für den Patienten führen könnte.
- Verwenden Sie keinen Gurt, der nicht für den Einsatz mit dem Hebebügelssystem empfohlen wurde.
- Achten Sie in jedem Fall darauf, dass der Gurt für den betroffenen Patienten geeignet ist und die korrekte Größe und Hebekapazität hat.
- Nie einen ausgefranst oder beschädigten Gurt verwenden.
- Den Gurt immer im Einklang mit der mitgelieferten Gebrauchsanleitung (Gebrauchsanleitung des Gurts) verwenden.
- Planen Sie Ihren Hebevorgang eingehend, bevor Sie beginnen.
- Achten Sie vor jedem Hebevorgang darauf, dass sich Ihr Oxford Adaptiver 4-Punkt - Elektrohebebügel in gutem Betriebszustand befindet.
- Verwenden Sie Ihren Adaptiven 4-Punkt - Elektrohebebügel ausschließlich in trockenen und temperaturkontrollierten Räumlichkeiten.

6. Betrieb des Hebebügelsystems:

Handsteuerung:

Die Bedienung des Adaptiven 4-Punkt - Elektrohebebügel ist sehr leicht. Wenn sich der Patient im Gurt befindet und der Gurt am Hebebügel befestigt ist, wird der Adaptive 4-Punkt - Elektrohebebügel durch die im Griff des Rahmensystems befindliche Handsteuerung bewegt (siehe Abb. 10).




Abb. 10

Durch Drücken der **Taste Aufwärts** wird der Patient in eine zurücklehrende oder liegende Position gebracht.

Durch Drücken der **Taste Abwärts** wird der Patient in eine aufrechte oder sitzende Position gebracht.

Der adaptive 4-Punkt - Elektrohebebügel kann stufenweise oder kontinuierlich verstellt werden. Damit wird gewährleistet, dass der Patient in seinem optimalen Profil und damit am bequemsten positioniert wird.

⚠ WARNUNG!

Wenn Bügel und Sitztuch in die oberste Position gestellt werden, lassen Sie den Patienten nicht unbeaufsichtigt. Der Patient könnte im Sitztuch nach vorne zusammensacken - Verletzungsgefahr.

Akku und Steuereinheit:

Das Adaptive Vierpunkt-Elektrohrahmensystem erfordert ein Minimum an Wartung. Dennoch ist es wichtig, dass regelmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt werden, und dass ein grundlegendes Verständnis des Steuersystems gegeben ist.

Die Steuereinheit liefert akustische Signale. Diese akustischen Signale sind lange, kurze oder mehrfache Pieptöne.

1. **Power On (Strom eingeschaltet)** (Strom ist eingeschaltet, wenn sich der Akku seinem Fach befindet): Ein längerer PIEPTON
2. **Sleep Mode (Schlafmodus):** Zwei kurze PIEPTÖNE
3. **Low Battery (Akku fast entladen):** Zwei kurze PIEPTÖNE, die alle 24 Sekunden wieder holt werden. (Akku aufladen)
4. **Start Operation (Bei Beginn des Ladevorgangs):** Zwei PIEPTÖNE (niedrige Spannung, Akku muss bald aufgeladen werden).
5. **During Operation (Während des Ladevorgangs):** Ein langer PIEPTON (Akkuladung ist zu niedrig, nur zurückgelehnte Position ist möglich). Akku durch voll aufgeladenen Akku ersetzen.

Ladeanleitung:

Zum Aufladen der Akkus befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen:




Abb. 11




Abb. 12




Abb. 13

(UK-Version gezeigt)

1. Heben Sie den Akku aus dem Hebebügelsystem (siehe Abb. 11). Der Akku wird magnetisch gehalten. Ziehen Sie den Akku einfach aus der Steuereinheit des Hebebügelsystems.
2. Stecken Sie das Netzkabel in das Ladegerät ein.
3. Stellen Sie den Akku in das Ladegerät (siehe Abb. 12). Der Akku wird magnetisch gehalten und richtet sich in der Ladeeinheit automatisch aus.
4. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose (siehe Abb. 13). Eine gelbe Leuchte leuchtet auf und zeigt an, dass das Ladegerät eingeschaltet ist.
5. Eine grüne Leuchte beginnt zu blinken und zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird. Die gelbe Leuchte bleibt an.
6. Wenn die grüne Leuchte aufhört zu blinken und erleuchtet bleibt, ist der Akku voll aufgeladen. Er kann jetzt wieder eingesetzt werden.
7. Um den Akku wieder in Betrieb zu nehmen, ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose (UK/EU) und nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Setzen Sie den Akku wieder in die Steuereinheit des Hebebügelsystems ein. Ein langer PIEPTON deutet an, dass der Akku wieder korrekt in die Steuereinheit eingesetzt wurde, und dass das Hebebügelsystem wieder betriebsbereit ist.

HINWEIS: Achten Sie vor der ersten Verwendung des Adaptiven 4-Punkt - Elektrohebebügel darauf, dass die Akkus voll geladen sind.

HINWEIS: Wenn die Batterie herausgenommen wurde, ertönt am Bügel ein einzelner "Piepston". Der "Piepston" ertönt in regelmäßigen Abständen über mehrere Stunden.

⚠ WARNUNG!

- **SORGEN SIE DAFÜR, dass die Akkus stets voll aufgeladen sind. Stellen Sie den Akku in das Ladegerät, wenn das elektrische Hebebügelsystem nicht verwendet wird. Wenn es bequemer ist, kann der Akku auch jede Nacht geladen werden. Das Ladegerät sorgt dafür, dass der Akku NICHT überladen wird.**
- **Die Batterie oder Ladegerät dürfen nur von autorisiertem Personal geöffnet werden. (Wenden Sie sich an Oxford oder Ihren Händler wegen Garantie und Reparaturen).**
- **Anschlüsse des Akkus und Ladegeräts nicht berühren.**

- **Achten Sie darauf, dass sich der Akku nie völlig entleert. Sobald das akustische Signal ertönt, muss der aktuelle Hebevorgang beendet und der Akku aufgeladen werden.**
- **VORSICHT: Der Akku sollte niemals für längere Zeiträume aufbewahrt werden ohne dabei regelmäßig aufgeladen zu werden. Dies kann zu Schäden am Akku führen, die ein korrektes Aufladen verhindern.**
- **Achten Sie immer darauf, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde, bevor der Akku angeschlossen oder abgenommen wird.**
- **VORSICHT: Den Akku nie bei ausgeschalteter Steckdose oder herausgezogenem Netzstecker bzw. ohne Anschluss an eine Netzsteckdose im Ladegerät lassen.**
- **VORSICHT: Das Akku-Ladegerät nie ohne Akku eingeschaltet lassen.**
- **Ziehen Sie beim Ausstecken vom Ladegerät nicht am Netzkabel. Beim Ausstecken immer am Stecker am Ladegerät ziehen.**

7. Service und Wartungs

	Bei Inbetriebnahme	Vor dem Einsatz	Wartungsintervalle
1. Beweglichkeit überprüfen (adaptiver 4-Punkt - Elektrohebebügel).	✓	✓	✓
2. Gelenk des Hebebügels auf Verschleiß überprüfen.	✓		✓
3. Die Befestigung des Hebebügelsystems am Lifter Ausleger überprüfen.	✓	✓	✓
4. Das Befestigungssystem (Bolzen/Splint) am Lifter überprüfen.	✓		✓
5. Den Stellmotor auf korrekten Betrieb und ungewöhnliche Geräusche prüfen.	✓	✓	✓
6. Drehgelenke einschließlich Ausleger und Rahmen schmieren.			✓
7. Überprüfen Sie die Drehgelenke einschließlich Ausleger und Bügel auf übermäßige Abnutzung. Bei Bedarf auswechseln.			✓
8. Überprüfen Sie, dass das Netzkabel fest am Ladegerät eingesteckt ist.		✓	

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen herkömmliche Seife und Wasser und/oder Desinfektionsmittel für harte Oberflächen. Starke chemische Reinigungsmittel oder Scheuermittel sollten nicht verwendet werden, da diese die Oberfläche des Produkts angreifen. Setzen Sie die elektrischen Teile keiner Feuchtigkeit aus. Nach der Reinigung sollte das Gerät gründlich getrocknet werden.

Entsorgung am Ende der Lebensdauer

Akku: Alle Akkus im Produkt und im eventuell vorhandenen Zubehör müssen separat dem Recycling zugeführt werden. Akkus sind gemäß den vor Ort oder landesweit geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Gurte: Gurte und dazugehörige Materialien und Zubehör sind gemäß den vor Ort oder landesweit geltenden Vorschriften als brennbare Abfälle zu sortieren.

Wartungsteile:




Abb. 14

No.	Art.-Nr.	Beschreibung
1	0Y0457	Stellmotor
2	0Y0459	Ladegerät mit GB-Netzkabel
3	0Y0460	Ladegerät mit EU-Netzkabel
4	0Y0458	Ladegerät mit US-Netzkabel
5	0Y0461	Steuereinheit
6	0Y0462	Akku
7	0Y0463	Handbedienung
8	0Y0464	Kabelbaum zwischen Steuereinheit, Stellmotor und Schalter
9	0Y0465	Hardware (Befestigungsteile)
10	0Y0380	Satz mit Unterlegscheiben und O-Ring
11	0Y0761	Ladegerät mit AU-Netzkabel

8. Technische Daten

Akkus.....	24V GS, wiederaufladbare geschlossene NiMH-Akkus
Akkukapazität.....	1400 mAh
Eingangsspannung des Ladegeräts.....	100 - 240V WS/ 24 V GS 50/60 Hz Max. 75 mA
Ausgangsspannung des Ladegeräts.....	Max 28,4V GS

Überspannungsschutz

Ladegerät.....	Klasse II
----------------	-----------

Überspannungsschutzgrad

Ladegerät.....	TYP B
----------------	-------

Umgebungsbedingungen

Außerhalb dieses Bereichs können Funktionalität und Sicherheit nicht gewährleistet werden.

Betriebs-

temperatur.....	-5C bis +70C
-----------------	--------------

Verstauung

Temperatur.....	-40C bis +85C
-----------------	---------------

IP-Bewertung

Steuereinheit.....	IP50 (mit eingesetztem Akku)
Stellmotor.....	IP66
Ladegerät.....	Keine Bewertung (Einsatz in feuchter Umgebung wird nicht empfohlen)
Akku.....	IP50
Steuerschalter	IP67

Relative Einschaltdauer

Stellmotor.....	10% (2 min./18 min.)
Ladegerät.....	Ca. 6 Std.

Akustik

A-bewerteter Schallleistungspegel.....	51,5 dB (A)
--	-------------

Gewicht

Rahmensystem mit Akku	9,5 kg
Akku	0,5 kg

WICHTIGE SYMBOLE:

Die folgenden Symbole werden am Ladegerät, am Steuerkasten und am Akku verwendet:



Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte.



Medizinisches elektrisches Gerät, Typ B, gemäß EN 60601-1



Geräte der Klasse 2



Die Akkus dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Akkus sind gemäß den vor Ort oder landesweit geltenden Vorschriften zu entsorgen.



Die elektronischen Bauteile dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.



Für den Gebrauch im Haus



ACHTUNG, siehe die beigelegten Unterlagen



Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung (Blauer Hintergrund).



Diese Kennzeichnung zeigt die Konformität mit den anwendbaren Anforderungen für Produkte an, die in Großbritannien verkauft werden.



Eine Kontaktstelle zwischen dem außerhalb Europas ansässigen Hersteller des Medizinprodukts, den zuständigen nationalen Behörden (Gesundheitsministerium) und den benannten Stellen.



Das UDI-System (Unique Device Identification – UDI) soll für eine einzige, weltweit harmonisierte Identifizierung von Medizinprodukten über den gesamten Vertriebsweg und Einsatz hinweg sorgen.



Zeigt das Unternehmen an, dass das Medizinprodukt in die Region einführt.

9. Garantiebestimmungen

Oxford verfügt über ein Netz von autorisierten Fachhändlern und Kundendienstvertretungen, die Ihre Anfragen in Bezug auf Kauf, Garantie, Reparaturen und Wartung gerne beantworten. Wir empfehlen, die Inbetriebnahme unserer Produkte von Ihrem autorisierten Fachhändler oder Ihrer Kundendienstvertretung durchführen zu lassen.

Der Fachhändler oder die Kundendienstvertretung sind für das Garantieprogramm zuständig, deshalb ist es wichtig, dass Sie Namen, Adresse und Telefonnummer notieren, damit Sie sich an diesen bzw. diese wenden können, falls ein Problem auftritt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Ihr Patientenlifter gekauft wurde, teilen Sie Oxford die Seriennummer des Patientenlifters mit und wir finden den Lieferanten für Sie.

Alle Garantieansprüche sind von der ordnungsgemäßen Benutzung und Wartung gemäß dem Benutzerhandbuch abhängig, das mit allen Patientenliftern mitgeliefert wird. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch die Benutzung in ungeeigneten Umgebungsbedingungen oder dadurch verursacht wurden, dass die Wartung nicht gemäß dem Benutzer- und Wartungshandbuch durchgeführt wurde. Die Ihnen zustehenden gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.


DENKEN SIE DARAN: Wenden Sie sich für Käufe, Reparaturen, Wartung und zertifizierte Wartung immer an Ihren autorisierten Fachhändler oder an Ihre Kundendienstvertretung.

Índice


1. Introducción	51
2. Partes componentes.....	52
3. Instrucciones de montaje	52
4. Acople de el arnés.....	54
5. Precauciones de seguridad.....	54
6. Funcionamiento de la percha.....	56
7. Servicio y mantenimiento	59
8. Especificaciones técnicas.....	62
9. Garantía.....	64

1. Introducción


La grúa Oxford Presence, en su modelo estándar, está equipado con una percha de 6 puntos, mientras que el modelo estándar de la grúa Stature está equipado con una percha de 4 puntos (ver fig. 1).



Como accesorio adicional, puede adaptar los modelos estándar de la barra de enganche o del soporte mecánico a un Soporte eléctrico adaptable (ver fig. 2).



Este accesorio utiliza los arneses Comfort de Oxford con el sistema de broches de seguridad Securi3 (ver fig. 3).



Notificación de incidentes graves

En caso de que se produzca un incidente grave durante el uso de este producto, que afecte al paciente y/o al proveedor de cuidados, debe comunicarse con el fabricante del producto o el distribuidor autorizado. Si el incidente se produce dentro de la Unión Europea (UE), también se debe informar a la autoridad local competente del Estado miembro.

2. Partes componentes

El Percha eléctrica de 4 puntos incluye los siguientes componentes (ver fig. 4).

1. 1 Percha eléctrica de 4 puntos
2. 1 Cargador de baterías
3. 2 Baterías recargables, (NiMH)
4. 2 Tapas plásticas negras para el brazo principal de los modelos Stature y Presence
5. 1 Manual del usuario/ de servicio (no ilustrado)




Fig. 4

3. Instrucciones de montaje

El montaje de la percha es rápido y fácil, pero es importante respetar cuidadosamente el procedimiento.

SIGA EXACTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES:

Extracción:

A fin de acoplar el Percha eléctrica de 4 puntos, primero debe retirar la percha o la percha mecánico originales de la grúa. Esto se logra extrayendo la clavija de desmontaje rápido que retiene la percha o la percha mecánico, que no son eléctricos (ver fig. 5). La única herramienta necesaria para esta operación es un destornillador de punta plana o similar.




Fig. 5

PRECAUCIÓN: Antes de extraer la clavija de desmontaje rápido, debe apoyar la percha sobre un instrumento de sostén fijo, como un mesón o banco de trabajo. De este modo se evita que la percha caiga abruptamente, lo que podría ocasionar lesiones físicas o daños en el producto.

Conexión:

Para conectar el Percha eléctrica de 4 puntos, levántelo en dirección a la ranura del brazo principal. Pase la cubierta de la clavija a través del brazo principal de la grúa, la tapa externa de plástico negro* y la clavija de fijación de la percha. Una vez instalada la cubierta de la clavija, y sosteniendo el peso de la percha eléctrico adaptable, vuelva a insertar la clavija de desmontaje rápido enteramente dentro de la cubierta hasta que quede fija en la posición adecuada (ver fig. 6).




Fig. 6




Fig. 7

Para comprobar que la clavija está instalada correctamente, presione con el dedo hacia el extremo de la lengüeta. Si la clavija permanece fija, ya puede utilizar la grúa de forma segura (ver fig. 7).

⚠ ADVERTENCIA!

DEBE COMPROBAR QUE LA INSTALACIÓN DE LA CLAVIJA ES SEGURA; la clavija hará un “clic” para establecer que ha quedado perfectamente colocada.

*Procure usar la versión correcta de la tapa plástica negra para su elevador, ya que se incluyen dos. Antes de proceder con la instalación, verifique la anchura de la tapa con la del brazo principal de la grúa.

4. Acople de el arnés

Acople de el arnés Comfort al Soporte eléctrico adaptable:

El arnés Comfort se acopla a los roblones mediante el sistema de broches de seguridad Securi3 (ilustrado abajo); cada eslinga se proporciona con instrucciones. Lea las instrucciones antes de utilizar el producto (ver fig. 8).




Fig. 8

Ejemplo del sistema de broches de seguridad Securi3. Las 3 etapas principales garantizan al paciente y al proveedor de cuidados seguridad y confort totales desde el principio al fin de la transferencia (ver fig. 9).

5. Precauciones de seguridad




Fig. 9

1. Pase el anillo de sujeción del broche por la orejuela
2. Tire del broche plástico hacia abajo para asegurar la colocación
3. Pase la lengüeta verde de 'seguridad' por la ranura
4. El arnés ya está acoplado y listo para ser utilizada

⚠ ADVERTENCIA!

- Antes de hacer uso del Percha eléctrica de 4 puntos, compruebe que la clavija de desmontaje rápido esté **TOTALMENTE ENCAJADA**, tal como se ilustra en las figuras 6 y 7, en la página 47.
- La percha de 6 puntos Oxford y el Percha eléctrica de 4 puntos Oxford (en sus versiones eléctricas y mecánicas) sólo son compatibles con los modelos de grúas Presence y Stature de Oxford. No utilice este soporte eléctrico o percha con grúas o eslingas de ningún otro fabricante.

- Cuando coloque la percha y el arnés en la posición más erguida, no deje al paciente desatendido, ya que podría desplomarse hacia delante sobre el arnés y causar malestar al paciente.
- No utilice el arnés con la percha o la grúa a menos que sea bajo recomendación.
- Compruebe siempre que el arnés sea la adecuada para el uso de cada paciente en particular, y que sea de tamaño y capacidad correctos.
- No utilice nunca una eslinga si está deshilachada o dañada.
- Instale siempre el arnés según las instrucciones para el usuario provistas (ver instrucciones del usuario de el arnés).
- Planifique siempre las operaciones de elevación antes de llevarlas a cabo.
- Compruebe siempre que el Percha eléctrica de 4 puntos Oxford esté en óptimas condiciones de funcionamiento antes de llevar a cabo cualquier operación de elevación.
- Utilice siempre el Percha eléctrica de 4 puntos en un entorno limpio, seco y de temperatura controlada.

6. Funcionamiento de la percha

Mando:

Hacer uso del Percha eléctrica de 4 puntos es un proceso muy sencillo. Una vez que el paciente ha sido colocado en el arnés y el arnés ha sido acoplada al Soporte eléctrico adaptable, la percha se coloca en posición utilizando el mando ubicado en la empuñadura (ver fig. 10).




Fig. 10

Si presiona el botón de la flecha hacia “**Arriba**”, colocará al paciente en una posición reclinada o acostada.

Si presiona el botón de la flecha hacia “**Abajo**”, colocará al paciente en una posición erguida o sentada.

El Percha eléctrica de 4 puntos puede posicionarse en movimientos consecutivos o en una marcha constante. Esta característica garantiza el óptimo posicionamiento del paciente para su máximo confort.

⚠ ADVERTENCIA!

Cuando coloque el soporte y la eslinga en la posición más erguida, no deje al paciente desatendido, ya que podría desplomarse hacia delante sobre la eslinga y causar lesiones en el paciente.

Batería y Caja de control:

El Percha eléctrica de 4 puntos exige un mantenimiento mínimo, pero es muy importante llevar a cabo este mantenimiento de forma regular y tener comprender detalladamente el sistema de control.

La caja de control ha sido diseñada para proporcionar señales sonoras. Estas señales se indican con “pitidos” extensos, breves o múltiples.

1. **Encendido** (Se activa la energía cuando la batería está instalada): Un “PITIDO” extenso
2. **Modo de descanso:** Dos “PITIDOS” breves
3. **Poca batería:** Dos “PITIDOS” breves que se repiten cada 24 segundos. (Cargue la batería.)
4. **Inicio de funcionamiento:** Dos “PITIDOS” (bajo voltaje; cargue la batería pronto).
5. **Durante el funcionamiento:** Un “PITIDO” extenso (la carga de la batería está muy baja; sólo se podrá adoptar una posición reclinada). Reemplace la batería por otra completamente cargada.

Instrucciones de carga:

Para cargar la batería, siga las instrucciones a continuación:




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

(Se ilustra la versión del Reino Unido)

1. Retire la batería de la percha (ver fig. 11). La batería se sostiene por una fuerza magnética. Simplemente tire de la batería y extráigala de la caja de control de la percha.
2. Conecte el cable de energía al cargador.
3. Coloque la batería en el cargador (ver fig. 12). La batería se sostiene por una fuerza magnética y se alineará de manera automática en el cargador.
4. Enchufe el cargador en la salida de la red de suministro (ver fig. 13). Se encenderá una luz ámbar para indicar que el cargador está recibiendo energía.
5. Una luz verde comenzará a hacer intermitencia para indicar que la batería está cargándose. La luz ámbar permanece constantemente iluminada.
6. Una vez que la luz indicadora verde deja de hacer intermitencia y permanece iluminada, la batería estará completamente cargada y podrá volver a utilizarse.
7. Para volver a hacer uso de la batería, desconecte la red de suministro (Reino Unido/ Europa) y extraiga la batería del cargador. Inserte la batería nuevamente en la caja de control de la percha. Un "PITIDO" largo indicará que la batería se ha colocado correctamente en la caja de control y que la percha está listo para ser utilizado.

NOTA: Compruebe que la batería está completamente cargada antes de utilizar el Percha eléctrica de 4 puntos por primera vez.

NOTA: El soporte emitirá un solo pitido al extraer la batería. El pitido se repetirá a intervalos regulares durante varias horas.

⚠ ADVERTENCIA!

- **MANTENGA** la batería completamente cargada. Ponga a cargar la batería cuando no está en uso. Si le resulta más conveniente, póngala a cargar todas las noches. El cargador **NO** permite que la batería se sobrecargue.
- Ninguna persona no autorizada debe abrir la batería o el cargador. (Comuníquese con Oxford o con su distribuidor autorizado para hacer valer su garantía o solicitar reparaciones).
- No toque los terminales de la batería ni del cargador.

- Nunca ejecute el dispositivo hasta agotar completamente la batería. No bien escuche la señal sonora, complete la operación de elevación manualmente y ponga a cargar la batería.
- **PRECAUCIÓN:** No almacene la batería durante largos períodos sin cargarla regularmente durante el lapso de tiempo de almacenamiento. De lo contrario puede dañar la batería, ya que se impedirá la carga correcta de la misma.
- Compruebe siempre que la red de suministro eléctrico esté desactivada antes de conectar o desconectar la batería (Reino Unido/Europa).
- **PRECAUCIÓN:** No deje nunca la batería en el cargador con la red de suministro eléctrico desactivada (Reino Unido/Europa) o desenchufado del toma corriente (EE. UU.)
- **PRECAUCIÓN:** No deje nunca el cargador de batería encendido sin la batería.
- No tire del cable de energía cuando desea desconectar el cargador. En cambio, retírelo siempre sujetándolo firme por la toma en el extremo del cargador.

7. Servicio y mantenimiento

	Inicialmente	Antes de usar	Frecuencia de mantenimiento
1. Verifique la rotación libre (soporte eléctrico).	✓	✓	✓
2. Verifique el desgaste del punto central de pivote (el pasador de pivote ubicado en el armazón de la percha)	✓		✓
3. Verifique el acople firme al brazo principal de la grúa.	✓	✓	✓
4. Verifique el desgaste del brazo principal y de la clavija de desmontaje rápido de la grúa.	✓		✓
5. Verifique el correcto funcionamiento del actuador; esté atento a sonidos inusuales.	✓	✓	✓
6. Lubrique las bisagras de pivote; incluyendo el brazo principal y la percha.			✓
7. Verifique que las bisagras de pivote, incluyendo el brazo principal y el soporte, no presenten signos de desgaste excesivo. De ser necesario, reemplácelas.			✓
8. Compruebe que el cable de energía esté firmemente sujeto al cargador.		✓	

Limpieza

Limpie con jabón corriente y agua, y/o con cualquier desinfectante para superficies duras. Deben evitarse limpiadores químicos o abrasivos, ya que pueden dañar el acabado de la superficie del producto. No moje ninguna pieza eléctrica. Después de la limpieza, la unidad debe secarse completamente.

Eliminación al final de la vida útil

Batería: Todas las baterías del producto y los accesorios que lo acompañan deben reciclarse por separado. Las baterías deben desecharse de acuerdo con las normas o reglamentos locales o nacionales.

Arneses: Los arneses y accesorios de material asociados deben clasificarse como residuos combustibles de acuerdo con las normativas locales o nacionales.

Piezas de repuesto:




Fig. 14

No.	Nº pieza	Descripción
1	0Y0457	Actuador
2	0Y0459	Cargador de batería con cable correspondiente al Reino Unido
3	0Y0460	Cargador de batería con cable correspondiente a Europa
4	0Y0458	Cargador de batería con cable correspondiente a Estados Unidos
5	0Y0461	Caja de control
6	0Y0462	Batería
7	0Y0463	Montaje llave de mano
8	0Y0464	Cableado entre caja de control, actuador y llave
9	0Y0465	Piezas de fijación
10	0Y0380	Conjunto de arandela y anillo
11	0Y0761	Cargador de batería con cable correspondiente a Australia

8. Especificaciones técnicas

Baterías.....	selladas recargables de NiMH selladas de 24 V CC
Capacidad de las baterías.....	1400 mA h
Entrada medida del cargador.....	100 - 240 V CA// 24 V CC 50/60 Hz Máx. 75 mA
Salida medida del cargador.....	Máx. 28,4 V CC

Protección contra descarga eléctrica

Cargador.....	Clase II
---------------	----------

Grado de protección contra descarga eléctrica

Cargador.....	TIPO B
---------------	--------

Condiciones ambientales

Al aire libre, la funcionalidad y seguridad especificadas pueden verse comprometidas

Funcionamiento

Temperatura.....	-5 °C a +70 °C
------------------	----------------

Almacenamiento

Temperatura.....	-40 °C a +85 °C
------------------	-----------------

Clasificaciones IP

Caja de control.....	IP50 (con batería instalada)
Actuador.....	IP66
Cargador.....	Sin clasificación (no debe utilizarse en entornos húmedos)
Batería.....	IP50
Llave de control	IP67

Ciclo de servicio

Actuador.....	10% (2 min./18 min.)
Cargador.....	Aprox. 6 hs.

Acústica

Nivel de potencia de sonido (escala ponderación A).....	51.5 dB(A)
---	------------

Peso

Soporte incluyendo batería	9,5 kg
Batería	0,5 kg

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS:

Los signos enunciados a continuación se utilizan en el cargador, la unidad de control y la batería:




Este producto es un Dispositivo Médico de acuerdo con la Ordenanza de Dispositivos Médicos de la UE 2017/745.



Equipo de tipo B, según EN 60601-1



Equipo de clase



La batería no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Las baterías deben desecharse de acuerdo con las normas o reglamentos locales o nacionales.



Las piezas de electrónica no deben desecharse junto con los residuos domésticos



Para uso en interiores solamente



ATENCIÓN: consulte los documentos adjuntos



Consulte las instrucciones del usuario antes de usar (Fondo azul).



Marca de certificación que indica la conformidad con los requisitos aplicables a los productos vendidos en Gran Bretaña.



Punto de contacto entre el fabricante de productos sanitarios no europeos, las autoridades nacionales competentes (Ministerio de Sanidad) y los organismos notificados.



Una identificación única para el producto destinada a proporcionar una identificación positiva única y armonizada a nivel mundial para todos los productos sanitarios a través de su distribución y uso.



Indica la entidad que importa el producto sanitario a la localidad.

9. Garantía

Oxford cuenta con una red establecida de distribuidores autorizados y agentes técnicos que estarán gustosos de responder a todas sus inquietudes respecto a la adquisición, garantía, reparación y mantenimiento de los productos. Se recomienda que un distribuidor autorizado o agente técnico encarguen nuestros productos.

El distribuidor o representante opera el Programa de la garantía; de manera que es importante conservar el nombre, dirección y teléfono para poder establecer contacto en caso de que surja algún problema. Si tiene dudas acerca del lugar de compra del elevador, Oxford puede ubicar al proveedor si usted cita el número de serie del producto.

Todas las reclamaciones respecto de la garantía están sujetas a la correcta utilización y mantenimiento del producto, de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado con cada elevador. La garantía pierde validez ante cualquier daño causado por el uso en condiciones ambientales inadecuadas o por falta de mantenimiento del producto según las instrucciones de mantenimiento para el usuario. Sus derechos legales no se verán afectados.

RECUERDE: Póngase en contacto con su distribuidor autorizado o agente técnico por adquisiciones, reparaciones, servicio y mantenimiento certificados.

Su distribuidor:

Sommario


1. Introduzione.....	67
2. Componenti	68
3. Istruzioni per il montaggio	68
4. Attacco dell'imbracatura	70
5. Misure di sicurezza.....	70
6. Funzionamento del sistema di posizionamento	72
7. Assistenza e manutenzione	75
8. Specifiche tecniche.....	78
9. Garanzia	80

1. Introduzione


Il sollevatore Oxford/Hoyer Presence è montato di serie con una barra di sostegno a 6 punti e il sollevatore Stature è montato di serie con un aggancio a 4 punti (si veda la fig. 1).



Come opzione, la barra/il sistema di aggancio può essere modificato con l'aggiunta di un sistema di aggancio elettrico adattivo (APC, Adaptive Power Cradle) (si veda la fig. 2).



Questa opzione utilizza imbracature con sistema di fermi di sicurezza Securi3 (si veda la fig. 3).



Segnalazione di incidenti gravi

Nel caso in cui durante l'uso di questo prodotto si sia verificato un incidente grave che abbia coinvolto l'utente o l'assistente è necessario segnalarlo al fabbricante del prodotto o al rivenditore autorizzato. Se l'incidente si verifica in uno Stato dell'Unione europea (UE) lo si deve segnalare anche all'Autorità competente dello Stato membro di residenza.

2. Componenti

Il sistema di aggancio elettrico adattivo a 4 punti comprende i seguenti componenti (si veda la fig. 4)

1. 1 Sistema di aggancio elettrico adattivo a 4 punti
2. 1 Caricabatteria
3. 2 Batterie NiMH ricaricabili
4. 2 Cappucci di plastica nera per il braccio di Stature e Presence
5. 1 Manuale d'uso e di manutenzione (non raffigurato)




Fig. 4

3. Istruzioni per il montaggio

Il montaggio è facile e veloce, tuttavia è importante seguire con attenzione la procedura.

SEGUIRE ESATTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

Rimozione:

Per attaccare il sistema di aggancio elettrico adattivo a 4 punti, per prima cosa si deve togliere dal sollevatore la vecchia barra di sostegno o l'aggancio. Per fare ciò, rimuovere il perno a sgancio rapido che blocca la barra / l'aggancio non elettrico (si veda la fig. 5). Per questa operazione basta usare un cacciavite piccolo a lama piatta o un attrezzo simile.




Fig. 5

ATTENZIONE: Prima di estrarre il perno a sgancio rapido, sostenere il peso dell'aggancio con un oggetto stabile, come un piano di lavoro o un tavolo. In questo modo si eviterà che l'aggancio cada improvvisamente causando lesioni a persone o danni al prodotto.

Collegamento:

Per il collegamento: avvicinare il sistema di aggancio elettrico adattivo a 4 punti alla fessura del braccio. Fare passare il manicotto del perno attraverso il braccio del sollevatore, il cappuccio terminale di plastica nera* e il perno sfuso dell'aggancio. Dopo avere montato il manicotto in modo da sostenere il peso dell'aggancio, reinserire completamente il perno a sgancio rapido nel manicotto fino a bloccarlo in posizione (si veda la fig. 6).

Accertarsi che il perno sia saldamente fissato premendo sull'estremità a punta. Se il perno non si muove, il sollevatore può essere usato in tutta sicurezza (si veda la fig. 7).




Fig. 6




Fig. 7

⚠ AVVERTENZA!

VERIFICARE CHE IL PERNO SIA FISSATO IN MODO SALDO E SICURO; uno scatto udibile conferma che il collegamento effettuato è sicuro e affidabile.

*Verificare di usare il modello corretto di cappuccio di plastica nera per il sollevatore in uso (ne vengono forniti 2). Prima del montaggio, controllare che la larghezza del cappuccio sia adatta al braccio del sollevatore.

4. Attacco dell'imbracatura

Attacco dell'imbracatura Comfort al sistema di aggancio elettrico adattivo:

L'imbracatura Comfort si attacca ai perni dell'aggancio mediante il sistema di fermi di sicurezza Securi3 (mostrato sotto); ciascuna imbracatura è accompagnata da relative istruzioni. Si prega di leggere la guida per l'utente prima dell'uso (si veda la fig. 8).




Fig. 8

Esempio di sistema di fermi di sicurezza Securi3. I 3 passaggi principali assicurano sicurezza e comfort per il paziente e l'assistente durante il trasferimento (si veda la fig. 9).

5. Misure di sicurezza




Fig. 9

1. Agganciare il fermaglio al supporto.
2. Tirare in basso il fermaglio di plastica per fissarlo.
3. Fare scorrere la linguetta verde "di sicurezza" nella scanalatura.
4. L'imbracatura è ora agganciata e pronta all'uso.

⚠ AVVERTENZA!

- Prima di usare il sistema di aggancio elettrico adattivo a 4 punti, controllare che il perno a sgancio rapido sia **COMPLETAMENTE INSERITO** come mostrato nelle figure 6 e 7 a pagina 5.
- Il bilanciere per il sollevamento Oxford a 6 punti e il sistema di posizionamento Oxford Adaptive Power a 4 punti (elettrico o non elettrico) sono compatibili solo con i sollevatori Oxford Presence e Stature. Non usare questo sistema di aggancio o la barra di sostegno con sollevatori o imbracature di altri fabbricanti.

- **Non lasciare il paziente incustodito quando il sistema di aggancio e l'imbracatura vengono portati in posizione completamente eretta. Il paziente potrebbe scivolare in avanti sull'imbracatura, con conseguente rischio di lesioni.**
- **Non usare un'imbracatura non indicata per il sistema di aggancio/sollevatore.**
- **Controllare sempre che l'imbracatura sia adatta al paziente e sia della taglia e della portata corrette.**
- **Non usare un'imbracatura logora o danneggiata.**
- **Montare sempre l'imbracatura secondo le istruzioni fornite (istruzioni per l'utente dell'imbracatura).**
- **Pianificare sempre le operazioni di sollevamento prima di cominciare.**
- **Controllare sempre che il sistema di aggancio elettrico adattivo a 4 punti funzioni correttamente prima di qualsiasi operazione di sollevamento.**
- **Usare sempre il sistema di aggancio elettrico adattivo a 4 punti in ambienti interni puliti, asciutti e a temperatura controllata.**

6. Funzionamento del sistema di posizionamento

Unità di controllo manuale

L'uso del sistema di posizionamento Adaptive Power a 4 punti richiede un processo particolarmente facile. Dopo aver posizionato il paziente nell'imbracatura e dopo averla agganciata al sistema di posizionamento Adaptive Power, per regolare il sistema di posizionamento usare l'unità di controllo manuale situata sulla maniglia del sistema di posizionamento (Fig. 10).




Fig. 10

La pressione del pulsante con la freccia verso l'alto “**Up**” trasferirà il paziente in posizione reclinata o sdraiata.

La pressione del pulsante con la freccia verso il basso “**Down**” trasferirà il paziente in posizione eretta o seduta.

Il sistema di posizionamento Adaptive Power a 4 punti può essere impostato per operare con movimenti progressivi, oppure con un movimento continuo. Sarà così possibile posizionare il paziente in base a un profilo ottimale per garantirne il massimo comfort.

⚠ AVVERTENZA!

Non lasciare il paziente incustodito quando il sistema di aggancio e l'imbracatura vengono portati in posizione completamente eretta. Il paziente potrebbe scivolare in avanti sull'imbracatura, con conseguente rischio di lesioni.

Batteria e centralina di controllo

Il sistema di posizionamento Adaptive Power a 4 punti richiede un livello di manutenzione minimo, ma è molto importante eseguire una manutenzione periodica e aver completamente compreso l'operatività del sistema di controllo.

La centralina di controllo è stata progettata per l'emissione di segnalazioni acustiche. Le segnalazioni sono di tipo lungo, breve o a emissione multipla.

- 1. Alimentazione attiva** (l'alimentazione è attiva quando la batteria è inserita): un segnale sonoro prolungato.
- 2. Modalità Sleep (in attesa):** emissione di due segnali sonori brevi.
- 3. Batteria quasi scarica:** emissione di due segnali sonori brevi, ripetuti ogni 24 secondi.
(Ricaricare la batteria)
- 4. Avvio funzionamento:** due segnali sonori (bassa tensione, ricaricare la batteria non appena possibile).
- 5. Durante il funzionamento:** un segnale sonoro lungo (carica della batteria insufficiente ed è possibile trasferire il paziente solo in posizione reclinata). Sostituire la batteria con una batteria completamente carica.

Istruzioni per la ricarica:

Per caricare la batteria, seguire le seguenti istruzioni:




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

(esempio per la versione UK)

1. Estrarre la batteria dal sistema di aggancio (si veda la fig. 11). La batteria è tenuta in posizione da un magnete. Per rimuoverla, basta estrarla dalla centralina situata sul sistema di aggancio.
2. Collegare il cavo di alimentazione al caricabatteria.
3. Collocare la batteria nell'unità di caricamento (si veda la fig. 12). La batteria è tenuta in posizione da un magnete e si allineerà correttamente da sola nell'unità di caricamento.
4. Collegare il caricabatteria alla rete elettrica (si veda la fig. 13). Una luce gialla si accenderà per indicare che il caricabatteria è alimentato.
5. Una luce verde comincerà a lampeggiare per indicare che la batteria è in fase di carica. La luce gialla rimane sempre accesa.
6. Quando la luce verde smette di lampeggiare e rimane accesa, la batteria è completamente carica e può essere nuovamente utilizzata.
7. Per ripristinare l'operatività della batteria disattivare (UK/UE) l'alimentazione elettrica e disconnettere la batteria dall'unità di ricarica. Inserire la batteria nella centralina situata sul sistema di aggancio. Un segnale acustico lungo indicherà che la batteria è stata montata correttamente nella centralina ed è pronta per l'uso.

NOTA: Verificare che le batterie siano completamente cariche prima di usare il sistema di aggancio elettrico adattivo a 4 punti per la prima volta.

NOTA: Dopo che la batteria viene rimossa, sarà emesso dal sistema di aggancio un segnale acustico. Il segnale verrà ripetuto ad intervalli regolari per diverse ore

⚠ AVVERTENZA!

- **MANTENERE** la batteria completamente carica. Mettere la batteria sotto carica ogni qualvolta non venga utilizzato. Se è più pratico, caricarla ogni notte. **NON** esiste il rischio di sovraccaricare la batteria.
- La batteria o il caricatore non devono essere aperti da personale non autorizzato. (Contattare Oxford o il rivenditore di fiducia per questioni di garanzia e riparazioni).

- **La batteria o il caricatore non devono essere aperti da personale non autorizzato. (Contattare Oxford o il rivenditore di fiducia per questioni di garanzia e riparazioni).**
- **Non toccare i terminali della batteria/del caricabatteria.**
- **Non scaricare mai completamente le batterie. Non appena si sente l'allarme, completare l'operazione di sollevamento in corso e mettere il sollevatore sotto carica.**
- **ATTENZIONE: Non immagazzinare la batteria per lunghi periodi senza caricarla regolarmente. Ciò potrebbe danneggiare le batterie, impedendo di caricarle correttamente.**
- **Prima di connettere o disconnettere la batteria (UK/UE) accertarsi sempre di aver disattivato l'alimentazione di rete.**
- **ATTENZIONE: Non lasciare mai una batteria connessa all'unità di ricarica in assenza di alimentazione di rete (UK/UE) o quando non è collegata a una presa di corrente (USA).**
- **ATTENZIONE: Non lasciare mai il caricatore acceso senza batteria.**
- **Non tirare il cavo per staccare la spina dal caricabatteria. Per rimuovere il cavo, afferrare sempre la spina dalla parte del caricabatteria.**

7. Assistenza e manutenzione

	Inizialmente	Primo dell'uso	Frequenza assistenza
1. Controllo della libera rotazione (sistema di posizionamento elettrico)	✓	✓	✓
2. Verificare che il perno centrale non sia consumato (il perno centrale è situato sul telaio del sistema di aggancio)	✓		✓
3. Controllare che l'attacco al braccio del sollevatore sia saldo.	✓	✓	✓
4. Verificare che il braccio e il perno di sgancio rapido sul sollevatore non siano consumati.	✓		✓
5. Controllare il funzionamento corretto dell'attuatore e stare attenti ad eventuali rumori insoliti.	✓	✓	✓
6. Oliare gli snodi dei perni, inclusi i collegamenti del braccio e del sistema di aggancio.			✓
7. Controllare che gli snodi dei perni, inclusi i collegamenti del braccio e del sistema di aggancio, non siano eccessivamente logori. Se è necessario, sostituirli.			✓
8. Controllare che il cavo di alimentazione sia ben attaccato al caricabatteria.		✓	

Pulizia

Pulire con sapone comune e acqua e/o un qualsiasi disinfettante per superfici dure. Evitare di usare prodotti chimici aggressivi o abrasivi in quanto potrebbero danneggiare le finiture superficiali del prodotto. Evitare di bagnare le parti elettriche. Dopo la pulizia asciugare completamente l'unità.

Smaltimento a fine vita

Batteria: Tutte le batterie del prodotto e tutti gli accessori devono essere riciclati separatamente. Le batterie devono essere smaltite attenendosi alle normative locali o nazionali in vigore.

Imbracature: Le imbracature e gli accessori associati devono essere considerati come materiali infiammabili attenendosi ai regolamenti di smaltimento locali in vigore.

Ricambi




Fig. 14

N.	Cod. parte	Descrizione
1	0Y0457	Attuatore
2	0Y0459	Caricabatteria con cavo britannico
3	0Y0460	Caricabatteria con cavo europeo
4	0Y0458	Caricabatteria con cavo statunitense
5	0Y0461	Centralina
6	0Y0462	Batteria
7	0Y0463	Montaggio del pulsante di comando
8	0Y0464	Cablaggio tra centralina, attuatore e pulsante di controllo
9	0Y0465	Componenti di fissaggio
10	0Y0380	Kit di rondella e O-ring
11	0Y0761	Caricabatteria con cavo australiano

8. Specifiche tecniche

Batterie	24VDC, ricaricabili NiMH, sigillate
Capacità batteria.....	1400 mAh
Potenza nominale in ingresso del caricabatteria	100 - 240V AC// 24 VDC 50/60 Hz Max. 75 mA
Potenza nominale in uscita del caricabatteria.....	Max 28,4 VDC

Protezione da shock elettrico

Caricabatteria.....	Classe II
---------------------	-----------

Grado di protezione da shock

Caricabatteria.....	TIPO B
---------------------	--------

Condizioni ambientali

Al di fuori di questo range di temperatura la funzionalità e la sicurezza possono essere compromesse.

Funzionamento

Temperatura.....	-5C a +70C
------------------	------------

Conservazione

Temperatura.....	-40C a +85C
------------------	-------------

Classe IP

Centralina.....	IP50 (con batteria inserita)
Attuatore.....	IP66
Caricabatteria.....	Nessuna classificazione (da non usare in ambienti umidi)
Batteria.....	IP50
Pulsante di controllo	IP67

Ciclo die rendimento

Attuatore.....	10% (2min./18min.)
Caricabatteria.....	Circa 6 h

Acustica

Livello di potenza del suono di ponderatura A	51,5 dB (A)
---	-------------

Peso

Sistema di aggancio con batteria	9,5 kg
Batteria	0,5 kg

SIMBOLI:

Sul caricabatterie, sull'unità di controllo e sulla batteria sono applicati i simboli seguenti:



Prodotto classificato come Dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2027/745 relativo ai Dispositivi medici Regolamento 2017/745.



Apparecchiatura di tipo B, conforme alla norma EN 60601-1.



Apparecchiatura di Classe 2.



Smaltire le batterie separatamente dai rifiuti domestici indifferenziati. Le batterie devono essere smaltite nel rispetto dei regolamenti locali o nazionali in vigore.



Smaltire i componenti elettronici separatamente dai rifiuti domestici indifferenziati.



Per solo uso in ambienti interni.



ATTENZIONE: fare riferimento alla documentazione di accompagnamento



Prima dell'uso fare riferimento alle Istruzioni per l'utente (sfondo blu).



Marchio di certificazione che indica la conformità ai requisiti richiesti per i prodotti commercializzati in Gran Bretagna.



Indicazioni per contattare il fabbricante di dispositivi medici non europeo, le Autorità nazionali competenti (Ministero della salute) ed Enti certificati.



Identificazione univoca del dispositivo destinata a fornire un'indicazione univoca e armonizzata per la distribuzione e l'utilizzo di Dispositivi medici.



Indica l'entità che importa il Dispositivo medico nel mercato locale.

12. Garanzia

Oxford ha una propria rete di rivenditori autorizzati e di centri di assistenza che saranno lieti di gestire tutte le richieste di acquisto, garanzia, riparazione e manutenzione. Si raccomanda di fare eseguire la messa in servizio dei nostri prodotti da un rivenditore o da un centro di assistenza autorizzato.

I rivenditori o i centri di assistenza gestiscono i programmi di garanzia e, pertanto, è importante annotarne il nome, l'indirizzo e il numero di telefono, in modo da poterli contattare in caso di necessità. Se non si è sicuri di dove sia stato acquistato il sollevatore, Oxford potrà rintracciare il rivenditore mediante il numero di serie del sollevatore.

Tutte le richieste di intervento in garanzia sono soggette all'uso appropriato e al rispetto del programma di manutenzione dell'apparecchiatura, così come descritti nel Manuale per l'utente fornito con ogni sollevatore. La garanzia non copre eventuali danni causati dall'uso in condizioni ambientali non appropriate, oppure dalla mancata osservanza del programma di manutenzione indicato nelle istruzioni per l'utente e di assistenza. Rimangono, tuttavia, inalterati i diritti garantiti dalle leggi in vigore.

RICORDARE: Per gli acquisti, le riparazioni, l'assistenza e gli interventi di manutenzione certificati rivolgersi sempre al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.

Rivenditore/Distributore:

oxford

 Oxford Medical Healthcare Ltd
Drakes Broughton Business Park, Worcester Road, Drakes Broughton
Persore, Worcestershire, WR10 2AG United Kingdom
(T) 0344 811 1158 • (W) www.oxfordhealthcare.co.uk • (E) info@oxfordhealthcare.co.uk